

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/wyparzarka-ww-2-p-680.html>



WYPARZARKA WW-2

Cena **4 400,00 zł**

Dostępność **Dostępność 3-7 dni**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **ODU051**

Producent **INTERSONIC**

Opis produktu

Wyparzarka WW-2 przeznaczona jest do wypłukiwania wosku z protez stomatologicznych za pomocą gorącej wody będącej w obiegu zamkniętym. Wosk wypłukiwany jest natryskiem o strumieniu pełnym lub rozproszonym. Obudowa wyparzarki oraz wanna wykonane są ze stali nierdzewnej. Wewnątrz wanny zainstalowana jest grzałka elektryczna, spust wody zanieczyszczonej oraz rurka doprowadzająca wodę do pompy obiegowej. Na rurce do obiegu wody założony jest filtr, który zapobiega przedostawaniu się grudek wosku i gipsu do natrysku.

Dane techniczne:

- Wymiar całkowity (szer. x wys. x gł.) - 365x430x360mm
- Wymiar wanny (szer. x wys. x gł.) - 360x310x240mm
- Napięcie zasilania - 230V/50Hz
- Moc - 1,9 kW
- Klasa izolacji - I
- Ilość puszek/półówek - 6 szt.
- Minimalna objętość wody ok. - 8 litrów
- Temperatura wody - 98°C
- Sygnalizacja temperatury maksymalnej - świecąca dioda czerwona
- Waga - 10 kg