

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 01:41

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/wyparzarko-polimeryzator-ww-2p-p-685.html>



WYPARZARKO - POLIMERYZATOR WW-2P

Cena **5 950,00 zł**

Dostępność **Dostępność 3-7 dni**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **ODU053**

Producent **INTERSONIC**

Opis produktu

Dane techniczne:

- Wymiar całkowity - 365x440x360mm
- Wymiar wanny - 355x310x240mm
- Napięcie zasilania - 230V/50Hz
- Moc - 1,5 kW
- Klasa izolacji - I
- Ilość puszek/półówek - 6 szt.
- Minimalna objętość wody ok. - 8 litrów
- Temperatura wody - 98°C
- Sygnalizacja temperatury maksymalnej - świecąca dioda czerwona
- Waga - 10 kg