

Dane aktualne na dzień: 05-10-2022 07:55

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/wytwornica-pary-ev1-p-103.html>

# Wytwornica pary EV1



Cena **4 343,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **CRU100**

Producent **SILFRADENT**

## Opis produktu

Wytwornica pary EV1 doskonale sprawdza się w usuwaniu resztek materiałów, odkażania odlewów oraz wszystkich prac związanych z uzyskaniem idealnej czystości materiału.

### Dane techniczne:

- zasilanie: 220/230V 50 Hz
- napięcie na uchwycie: 24V
- moc: 1600 W
- ciśnienie robocze: 4,5 bar
- pojemność bojlera: 4 litry
- elektromagnetyczny włącznik główny
- pistolet parowy
- regulacja przepływu wody
- termostat
- wskaźnik ciśnienia
- kontrolka braku wody
- wymiary (wys. x szer. x gł.) – 250 x 260 x 350 mm
- waga: 10kg