

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/wytwornica-pary-ev5-p-1172.html>

## Wytwornica pary EV5



Cena	<b>4 500,00 zł</b>
------	--------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>CRU101</b>
------------------	---------------

Producent	<b>SILFRADENT</b>
-----------	-------------------

### Opis produktu

Evolution EV 5 to kompaktowy i funkcjonalny generator pary niezwykle przydatny w każdej pracowni ceramiki dentystycznej. Nie wymaga podłączenia do sieci wodociągowej, ponieważ można go napełniać ręcznie wodą destylowaną. Jego prosta konstrukcja potencjalnie zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów technicznych, a codzienne operacje czyszczenia i odkażania

wykonuje z niezwykłą prostotą i kompletnością.

#### Podstawowe funkcje i zalety:

- Duża moc wytwarzania suchej pary pod ciśnieniem 5 bar;
- Zewnętrzny element grzejny o niewielkiej mocy 1700 W z antystatycznym i antymagnetycznym strumieniem pary;
- Szybkość uzyskania pożądanego ciśnienia zajmuje około 20 minut;
- Bojler o dużej pojemności - 3 litry;
- Kurek regulatora przepływu umieszczony na pistolecie;
- Czujnik poziomu wody sygnalizuje konieczność dolania wody;
- Czytelny wskaźnik ciśnienia;
- Termostat bezpieczeństwa oraz zawór bezpieczeństwa 7 barów;

- 
- Zawór próżniowy
  - Specjalna nasadka zabezpieczająca zawór wylotu pary gwarantująca bezpieczeństwo i trwałość;
  - Konstrukcja ze stali nierdzewnej zaprojektowana z myślą o trwałości.

Dane techniczne:

- zasilanie: 220/230V 50 Hz
- napięcie na uchwycie: 24 V
- moc: 1700 W
- ciśnienie robocze: max. 5,0 bar
- pojemność bojlera: 3 litry
- elektromagnetyczny włącznik główny
- pistolet parowy
- regulacja przepływu wody
- termostat
- wskaźnik ciśnienia
- kontrolka braku wody
- wymiary: dł. x szer. x wys. 240 x 360 x 270 mm
- waga: 12 kg
- rozmiar opakowania: szer. x głęb. x wys. 510 x 440 x 420 mm
- waga produktu z opakowaniem: 13,6 kg