


Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 01:41

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/zywica-dental-model-v2-1-litr-p-903.html>

Żywica DENTAL MODEL V2 (1 litr)



Cena	812,00 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	CCM524
Producent	FORMLABS

Opis produktu

Materiał przeznaczony dla drukowania modeli koron i mostków z wymiennymi matrycami z zachowaniem stałego dopasowania. Precyzja wydruków w zakresie ± 35 mikrometrów. Gładkie, matowe powierzchnie końcowe o kolorze zbliżonym do gipsu ułatwiają przejście z wytwarzania analogowego na produkcję cyfrową. Żywica polecana do użytku przez laboratoria dentystyczne, pracownie ortodontyczne i prywatne gabinety stomatologiczne.

