

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 01:17

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/zywica-surgical-guide-1-litr-p-1118.html>



## Żywica SURGICAL GUIDE (1 litr)

Cena **1 476,00 zł**

Czas wysyłki **3 dni**

Numer katalogowy **CCM529**

Producent **FORMLABS**

### Opis produktu

Żywica o pierwszej klasie biokompatybilności, przeznaczona dla dentystów do tworzenia precyzyjnych szablonów chirurgicznych.

#### Spełnia normy ISO:

- **EN ISO 10993-5:2009 (niecytotoksyczna)**
- **ISO 10993-10:2010/(R)2014 (nieuczulająca)**
- **ISO 10993-10:2010/(R)2014 (niepodrażniająca)**
- **EN ISO 13485:2016**
- **EN ISO 14971:2012**

Wydruki z tego materiału mogą być sterylizowane w autoklawie oraz są dopuszczone do kontaktu ze skórą i tkankami. Materiał został stworzony i rygorystycznie przetestowany do drukowania precyzyjnych szablonów i prowadnic stosowanych w zabiegach implantologicznych. Po obróbce końcowej wydruki z tego materiału mogą uzyskać pełną transparentność dla lepszego pozycjonowania.

Zalecany druk na warstwie 100 lub 50 mikrometrów (Form 2) oraz 100 mikrometrów (Form 3B).



