

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 01:17

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/zywica-temporary-cb-1-litr-p-1120.html>

Żywica TEMPORARY CB (1 litr)



Cena	2 700,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	CCM531
Producent	FORMLABS

Opis produktu

Materiał w naturalnym kolorze szkliwa zębowego nadaje się do produkcji koron tymczasowych, nakładek, licówek, mostów.

Klasa biokompatybilności IIa oraz certyfikaty biozgodności umożliwiają użycie wydruków z tego materiału w jamie ustnej pacjenta do 12 miesięcy.

Charakterystyka:

Żywica Temporary CB jest wyrobem medycznym zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych (93/42 / EWG) w UE oraz w rozdziale 201 (h) ustawy Federal Food Drug & Cosmetic (FD&C). Uzupełnienia wydrukowane za pomocą tymczasowej żywicy CB zostały ocenione zgodnie z ISO 10993-1: 2018 (Część 1: Ocena i testowanie w ramach procesu zarządzania ryzykiem) oraz ISO 7405: 2009 / (R) 2015 (Stomatologia – ocena biogodności).

UWAGA:

- **Materiał do drukowania wymaga użycia stołu roboczego ze stali nierdzewnej.**
- Obsługiwana wysokość warstw: 50 mikrometrów.
- Wymagane utwardzanie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: A2 , A3 , B1 , C2